

СОНОМЕД - 315/P

Портативный ультразвуковой эхоэнцефалограф

Области применения:

- Травматология
- Неврология
- Нейрохирургия
- Общая терапия



- Доступная цена
- Автономность и компактность
- Быстрая подготовка к работе
- Одновременное отображение двух эхоэнцефалограмм
- Фиксация эхоэнцефалограмм с помощью ножной педали
- Функциональные возможности стационарного прибора при подключении к компьютеру:
 - сохранение результатов в базе данных
 - подготовка отчетов на основе шаблонов
 - регистрация результатов на стандартном принтере

СОНОМЕД - 315/P

Портативный эхоэнцефалограф "Сономед-315/P" предназначен для определения линейных размеров структур головного мозга и диагностики объемных поражений мозга путем выявления межполушарной асимметрии. Прибор "Сономед-315/P" обеспечивает проведение эхоэнцефалографических обследований в любых условиях:

- стационара (палата, операционное отделение и т.д.),
- амбулаторного приема и на дому,
- бригады скорой медицинской помощи,
- чрезвычайных ситуаций.

Достаточный набор режимов обследований (А, 2А, А+А+Т) обеспечивает быстрое проведение скрининговых обследований.

При работе в стационарных условиях возможно подключение к компьютеру и проведение обследований в программе многооконного эхоэнцефалографа "Сономед-315/М". Наличие встроенной базы данных в этом случае обеспечит сохранение результатов обследований на жестком диске с возможностью дальнейшего просмотра и проведение измерений.



Пластиковый чемодан с прибором Сономед-315/P



Сумка с прибором Сономед-315/P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина зондирования	200 мм
Диапазон измерений	20-200 мм
Число каналов	2
Разрешающая способность	
для датчиков 1.0 МГц	5 мм
для датчиков 1.5 МГц	3 мм
для датчиков 2.0 МГц	2 мм
Интенсивность излучения	< 30мВт/мм ²
Усиление	
общее	60dB
ближняя зона	40 dB
дальняя зона	40 dB
Память изображений	4 экрана

Режимы работы		
А	эхоэнцефалограмма	(1 окно)
2А	две эхоэнцефалограммы	(2 окна)
А+А+Т	трансмиссионный режим	(2 окна)

Регистрация результатов	
	встроенный ЖКИ дисплей 256*128
	внешний компьютер

Мощность потребления	4 Вт
Размеры	190x140x50 мм
Вес прибора (с датчиками)	< 3,0 кг

Почтовый адрес: 125057 Москва, А-57, а/я 36
WWW: <http://www.spectromed.com>
E-mail: info@spectromed.com

Тел./Факс.: (095) 158-75-13, (095) 158-75-34,
(095) 943-92-00 (095) 943-92-02



ЗАО СПЕКТРОМЕД

