

Система централизованного мониторинга СЦМ «Тритон» Комплект С1

Предназначена для объединения в сеть от 1 до 6 мониторов пациента марки «Тритон» с выводом информации на центральный пост.

1. Общие характеристики

Дисплей	19" цветной, жидкокристаллический вывод информации на 1 или 2 дисплея
Беспроводной доступ к СЦМ	возможен при дополнительном оснащении
Отображение информации	каждый монитор пациента в отдельном окне
Отображение цифровых значений	<ul style="list-style-type: none"> • сатурация SpO₂, • частота пульса (PR), • частота сердечных сокращений (ЧСС), • термометрия (Т), • артериальное давление (АД), • капнография (EtCO₂, FiCO₂), частота дыхания (ЧД)
Отображение графиков	<ul style="list-style-type: none"> • кардиограмма (ЭКГ) • капнограмма • респирограмма • фотоплетизмограмма
Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни	<ul style="list-style-type: none"> • общий тренд всех цифровых параметров за сутки (реанимационная карта) • общий тренд всех цифровых параметров (наркозная карта) • фрагменты ЭКГ • фрагменты ЭКГ + тренды